

Checkliste: Automatisierte Externe Defibrillatoren

Diese Checkliste gilt für Betriebe, die Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) angeschafft haben oder dies vorhaben. Das Bereithalten von AED zum Einsatz im Rahmen der betrieblichen Ersten Hilfe ist keine Pflicht. Die Entscheidung liegt beim Unternehmen. Die Hinweise zum

Einsatz von AED gründen auf den Regelungen des Medizinproduktegesetzes (MPG), der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) und Regelungen des Arbeitsschutzes.

Nr.	Frage	Bemerkung
1	Ist die Erste Hilfe im Betrieb generell (Personal, Einrichtungen, Organisation) geregelt?	
2	Ist der AED schnell erreichbar (zentraler Standort) und jederzeit zugänglich?	
3	Ist der Standort gekennzeichnet (Rettungszeichen E 017 mit Symbol AED)?	
4	Ist für den AED eine Betriebsanweisung vorhanden und hängt sie aus?	
5	Sind zusätzliche, im Notfall eventuell erforderliche Materialien vorhanden (z. B. Einmalrasierer, Lappen zum Trockenreiben)?	
6	Sind die Beschäftigten über den Standort des AED unterrichtet, um das Gerät im Notfall schnell an den Einsatzort bringen zu können?	
7	Wissen die Mitarbeiter, wie sie die Ersthelfer erreichen?	
8	Sind die Ersthelfer für die AED-Anwendung durch die Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung qualifiziert (16 Stunden Erste-Hilfe-Lehrgang und alle zwei Jahre acht Stunden Erste-Hilfe-Training)?	
9	Sind die Ersthelfer in der Handhabung des AED eingewiesen und werden sie laufend weitergebildet (parallel zur Ersthelferfortbildung alle zwei Jahre zirka eine Stunde)?	
10	Wird hierbei die Handhabung des AED mit geeigneten, möglichst baugleichen Demo-Geräten ausreichend geübt?	
11	Besteht im Betrieb eine ärztliche Fachaufsicht über Organisation und Einsatz des AED (notfall-medizinisch qualifizierter Arzt, ggf. Betriebsarzt)?	
12	Wird die Einsatzbereitschaft des AED regelmäßig überprüft (Batterie bzw. Akku, Klebeelektroden, Sichtprüfung und andere Herstellervorgaben)?	
13	Ist für die Überprüfung eine verantwortliche Person (Gerätebeauftragter) benannt worden?	
14	Führt die verantwortliche Person das Medizinproduktebuch für den AED?	
15	Ist die Auswertung der Dokumentation nach einem AED-Einsatz sichergestellt (durch ärztliche Fachaufsicht, Betriebsarzt)?	